

Produktinformation

Ryggförstärkning – Dusch- och toalettstol R82 Flamingo


Ryggförstärkningen till Flamingo har genomgått en produktförbättring. Med detta nya förbättrade ryggförstärkningskit kan ryggen nu fällas framåt helt vid exempelvis transport. Staget monteras på sitsen och kan enkelt lossas vilket gör det möjligt att fälla ryggen.

Detta kit är främst avsedd för Flamingo sits storlek 4 men kan även användas på storlek 3. Passar både på Flamingo och Flamingo high-low.

Utgående modell slutförbrukas och ersätts successivt.



Ryggförstärkning R82 Flamingo
Utgående modell (vä) – Ny modell (hö)



Ryggförstärkning monterad på rygg

Benämning utgående artikel	Beskrivning	Art. nr.
Ryggförstärkning Flamingo	stl 3–4	31880154
Ersätts av ny artikel		Art. nr.
Ryggförstärkning Flamingo	stl 3–4 ryggfällbar	31880155
Leverans	Utgående artikel slutförbrukas och ersätts successivt.	

Vid frågor, kontakta:
Etac Sverige AB
Box 203
334 24 Anderstorp

tel kundservice 0371-58 73 00
fax kundservice 0371-58 73 90
info@etac.se
www.etac.se

etac[®]
Skapar möjligheter